



Starkey® Hearing Technologies Ladestation

TECHNISCHES DATENBLATT

Maße	3.5" x 4" x 2" (88.9 mm x 101.6mm x 50.8mm)
Gewicht	139.6 Gramm
Ladekapazität	850 mAh
Akku-Ladezeit des integrierten Akkus	Weniger als 2.5 Stunden
Ladeanschluss	Micro-USB
Energiequelle	Integrierter Akku
Hörsysteme unterwegs laden	Hörsysteme können mit den integrierten Akku bis zu 3-Mal von unterwegs aufgeladen werden.
Farbe	Schwarz
LED	LED Farben: Grün = Normaler Betrieb, Rot = Fehler liegt vor
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C, [32°F bis 104°F] Maximale Betriebstemperatur von 40°C (104°F), die Ladestation kann eine Temperatur von 42 Grad erreichen.
Lagertemperatur	-10°C bis +45°C, [14°F bis 113°F]
Luftfeuchtigkeit	10%-95% rH