



Der Mini-Turbo-Lader wurde als tragbare Ladeoption für Rechargeable RIC-Hörsysteme entwickelt.

Sie können mit der Power-Bank Ihre RIC-Hörsysteme bis zu 4 Mal von unterwegs aus laden. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Mini-Turbo-Lader vollständig aufladen, bevor Sie ihn verwenden.

#### Lieferumfang

- Mini Turbo Charger
- Mini USB Cord
- Bedienungsanleitung

#### Produktübersicht Mini Turbo Lader

##### Technische Daten

<b>Maße</b>	2.8" x 2.2" x 0.6" (71.2mm x 55.9mm x 15.3mm)
<b>Gewicht</b>	62.5 Gramm
<b>Akkukapazität</b>	580mAh
<b>Ladezeit</b>	Ca. 4 Stunden
<b>Schnell-Ladezeit</b>	In einer Ladezeit von 7 Minuten wird ein Hörsystempaar für eine Laufzeit von 3.5 Stunden aufgeladen.
<b>Netzstecker</b>	Micro-USB
<b>Stromversorgung</b>	Eingebauter Lithium-Ion Akku
<b>Kabelloses Laden</b>	Nach dem ersten Aufladen können zwei Hörsysteme viermal vollständig aufgeladen werden, bevor der Mini-Turbo-Lader erneut aufgeladen werden muss.
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>LED</b>	Rote und grüne LEDs
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +40°C, [32°F bis 104°F]
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C bis +45°C, [14°F bis 113°F]
<b>Luftfeuchtigkeit bei Verwendung</b>	10%-95% rH