

# Starkey Hearing Technologies TV



Starkey Hearing Technologies TV wurde entwickelt, um Musik/ Audiosignale direkt zu Ihren 2,4 GHz drahtlosen Hörsystemen zu übertragen.

Das TV-Gerät kann an die unterschiedlichsten Audioquellen angeschlossen werden, darunter Fernseher, Computer, MP3-Player, DVD-Player oder Kabelboxen.

## Lieferumfang

- Starkey Hearing Technologies TV
- Ladekabel
- Optische Toslink Kabel
- 3.5mm RCA Kabel

## Produktübersicht TV

### Technische Daten

<b>Maße</b>	98.0mm x 96.2mm x 26.1 mm (3.9" x 3.8" x 1.0")
<b>Gewicht</b>	102Gramm
<b>Stromversorgung</b>	220 Volt, 50 Hz
<b>Übertragungsfrequenz</b>	2.4 GHz – 2.4835 GHz
<b>Ausgangsleistung</b>	21 dBm (EIRP) – Model 800 10 dBm (EIRP) – Model 801
<b>Audio-Eingang</b>	Analog 3.5mm Digital Toslink
<b>Streaming Reichweite</b>	Bis zu 15 Meter
<b>Drahtlose Verbindungen</b>	Verschiedene Hörsysteme per TV. Bis zu 5 unterschiedliche TV Geräte pro Hörsystempaar.
<b>Unterstützte digitale Audioformate</b>	Sendefrequenz • Sample rate: Bis zu 192 kHz • Sample resolution: Bis zu 32 bit Dolby* Audio • 5.1 Kanäle • Sample rates: 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, and 96 kHz
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C (32°F) bis 40°C (104°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-40°C (-40°F) bis +60°C (140°F)
<b>Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung</b>	10% bis 95%
<b>Standards</b>	Erfüllt alle zutreffenden Normen aus USA, Europa, Kanada und Australien

\* Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.