




ITC R

IN-THE-CANAL AKKU

Livio AI 1200 | 1000
Livio 1200 | 1000

Farbauswahl



Zubehör

- TV
- Remote Microphone + Remote
- Mini Remote Microphone
- Konferenz Mikrofon
- 2.4 GHz Programmer

Kundenvorteile


- Thrive App**
- Kabellose Konnektivität
- Akku

Livio AI/ Livio Technologie

- Integrierte Sensoren und künstliche Intelligenz, Erfassung von Gesundheitsdaten

Anpassbereich





- ITC R 40
- ITC R 50
- ITC R 60
- ITC R 70



Messwerte

	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	110-130	122-139
HFA OSPL90 (dB SPL)	106-124	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	106-130
Maximale Verstärkung (dB)	40-70	54-79
HFA maximale Verstärkung (dB)	36-64	N/A
RTF maximale Verstärkung (dB)	N/A	37-68
Frequenzbereich (Hz)	<100-7900	<100-8000
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A
Bezugsprüffrequenzen (dB)	29-47	30-55
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	<25	<25
Klirrfaktoren		
500 Hz (%)	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3
Geschätzte Akkulaufzeit		
Li-Ionen Laufzeit in Stunden	Bis zu 24 Stunden*	
Tinnitus Therapie Stimulus		
Max RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	
Weighted RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	
Max 1/3 Octave Ausgangspegel (dB SPL)	87	

▶ Matrizen: 110/40, 115/50, 120/60,



*Laufzeit hängt von der Nutzung ab ** Abhängig vom Smartphone und Betriebsversion
***Die Matrix 130/70 ist nicht in dem 1000er Level verfügbar