



Hear better. Live better.

# Beratungsübersicht Im-Ohr Systeme 2022

Ganz egal, ob Sie ein echtes Lifestyle Produkt mit vielen Komfortfunktionen für Ihren Alltag wünschen oder maximale Diskretion für Sie im Vordergrund steht: Im-Ohr Systeme von Starkey sind die perfekten Begleiter für Ihren individuellen Alltag.

evolv<sup>AI</sup>



ITC-R\*

ITE-R\*

IIC

CIC 10

			Wireless					Non Wireless				
			2400	2000	1600	1200	1000	2400	2000	1600	1200	1000
Starkey Sound	<b>Ausstattung</b>	<b>Mehrwert</b>										
	<b>Voice AI mit Deep Neural Network</b>	Bestes Sprachverstehen beim Live-Mithören von iOS Smartphones	★★★★★									
	<b>Acuity Binaural Imaging</b>	Schnellere und effektivere Wahl der richtigen Einstellung durch links/rechts Abstimmung	★★★★★	★★★★	★							
	<b>Edge Modus</b>	Optimiert Sprachverstehen und Komfort auf Knopfdruck	★★★★★	★★★★	★							
	<b>Automatisches Musikprogramm</b>	Bester Klang beim Musikhören, im Chor oder der Konzertprobe	★★★★★	★★★★	★			★★★★★	★★★	★		
	<b>10 kHz Übertragung</b>	HiFi-Klangerlebnis für beste Sprachklarheit und angenehme Höhen	★★★★★	★★★★★	★			★★★★★	★★★	★		
	<b>Impulsschallunterdrückung</b>	Entschärfen von Geschirrrgeklapper, Türknallen, Hundebellen etc.	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★					
	<b>Windgeräuschunterdrückung</b>	Entspanntes Unterhalten in Situationen mit viel Wind	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★
	<b>Sprache im Geräusch</b>	Anheben von Sprache und weniger Anstrengung in lauten Situationen	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★
	<b>Hearing Reality</b>	Automatik für beste Klangeinstellungen in jeder Situation	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★
<b>Kanäle</b>	Individuelle Feinjustierung des Hörbedarfs	24	20	16	12	10	24	20	16	12	10	
AI Assistant	<b>Sprachübersetzung</b>	Übersetzungshilfe für 27 Sprachen direkt in die Hörsysteme	✓									
	<b>Sprache-zu-Text</b>	Wandelt Spracheingaben in Textform zum Weiterleiten an Mail- & Messengerdienste um	✓	✓								
	<b>Thrive Assistant mit Sprachsteuerung</b>	Lässt die Hörsysteme auf Sprachbefehle reagieren, wie z. B. lauter oder leiser	✓	✓	✓							
	<b>Find my Phone</b>	Hilft dabei, ein gekoppeltes Smartphone im Umkreis über die Hörsysteme zu finden	✓	✓	✓							
	<b>Maskenmodus</b>	Unterstützt das Verstehen von Personen mit Mund-Nasen-Schutz	✓	✓	✓	✓						
	<b>Akustische Erinnerungsfunktion</b>	Erinnert per Sprachsignal z. B. an Termine oder Medikamenteneinnahme	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Automatisches Ein-/Ausschalten</b>	Hörsysteme sparen automatisch Strom, wenn sie längere Zeit nicht bewegt werden	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Doppeltipp-Steuerung</b>	Komfortable Art der Bedienung, auch bei eingeschränkter Motorik	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Akku Option</b>	Wiederaufladbare Lithium-Ionen Akku-Variante	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Selbsttest</b>	Eigenständige Überprüfung der Hörsystemfunktionalität	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Thrive App</b>	Komfortables Optimieren der Einstellungen per App, bietet besondere Funktionen	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Streamingfähig</b>	Telefonieren und Musikstreamen mit allen iOS- und vielen Android-Smartphones	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>TeleHear</b>	Professionelle Optimierung durch Akustiker von zu Hause aus	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Handsfree Telefonie</b>	Echtes freihändiges Telefonieren [und Facetimen] mit allen iOS Smartphones & Tablets	✓	✓	✓	✓	✓					
Healthable	<b>Thrive Care App</b>	Informationsaustausch mit Angehörigen	✓	✓	✓	✓						
	<b>Mentale Fitness</b>	Anzeige und Auswertung zum Erhalt der eigenen auditiven Verarbeitung	✓	✓	✓	✓						
	<b>Aktivitätstracker</b>	Unterstützt das Bewegungsverhalten zum Erhalt der körperlichen Fitness	✓	✓	✓	✓	✓					
	<b>Sturzerkennung</b>	Sicherheitsfunktion, um im Fall eines Sturzes Notfallkontakte zu benachrichtigen	✓	✓	✓	✓	✓					



\*optional mit Doppelmikrofon inkl. automatischer Richtwirkung – ab Evolv AI 1200 inkl. adaptiver Direktionalität und Immersion Directionality

# Leitfaden zum individuellen Hörsystem



Hear better. Live better.

Schritt für Schritt zu Ihrem Im-Ohr Hörsystem: Mit unserem Leitfaden zur Konfiguration Ihres individuellen Hörsystems wird die Auswahl spielend leicht.

		1. Schritt Tech-Level	2. Schritt Bauform	3. Schritt Farbauswahl		4. Schritt Matrix	5. Schritt Optionen	6. Schritt Zubehör	
				Frontplatten	Schale				
Konnektivität	<p><b>Zeit in Verbindung zu bleiben: Funkfähige Evolv AI Hörsysteme bieten den vollen Umfang an drahtloser Konnektivität.</b></p> <p>Egal, ob Sie freihändig telefonieren möchten, ganz bequem per App die Einstellungen optimieren wollen oder Ihre Hörsysteme Ihr persönlicher Fitnessstracker werden sollen: Die Bluetooth-Technologie in den Evolv AI Hörsystemen ermöglicht Kommunikation auf einem ganz neuen Level.</p>	2400		Beige	Beige	<p>Maximal flexibel</p> <p>110/40 dB 115/50 dB 120/60 dB 130/70 dB</p> <p>● ITE R/ITC R 40 ○ ITE R/ITC R 50 ● ITE R/ITC R 60 ● ITE R/IITC R 70</p> <p>Ventioptionen: Geschlossen Vent 1 (1 mm) Vent 2 (1,5 mm) Vent 3 (2 mm) Offen (größtmöglich)</p>	Doppelmikrofon	TV	
		2000		Hellbraun	Hellbraun				
		1600		Mittelbraun	Transparent		Taster		
		1200		Dunkebraun	Blau/Rot		Digitales Poti		
		1000		Schwarz	Schwarz				
Kosmetik	<p><b>Kleinstmögliche Hörsysteme meisterlich und perfekt für Ihre Ohren gefertigt, bieten den ultimativen Tragekomfort.</b></p> <p>Die Hörsysteme sitzen tief und geschützt, bereit, jeden Klang auf die natürlichste Art und Weise vor dem Trommelfell aufzunehmen. Bestmögliches Richtungshören und eine vollautomatische Klangoptimierung sorgen dafür, dass niemand sieht wie gut Sie hören!</p>	2400		Beige	Beige	<p>Maximal flexibel</p> <p>110/40 dB 115/50 dB 120/60 dB 130/70 dB</p> <p>● CIC 40 ○ CIC 50 ● CIC 60 ● CIC 70</p> <p>Ventioptionen: Geschlossen Vent 1 (1 mm) Vent 2 (1,5 mm) Vent 3 (2 mm) Offen (größtmöglich)</p>	Taster	<p>In allen Klassen selbstverständlich: <b>Unsere Starkey-Basics</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Rückkopplungsunterdrückung</b> Verhindert störendes Rückkopplungsgeräusch</li> <li>✓ <b>Speech Shift</b> Macht hohe Sprachanteile für extreme Hörverluste nutzbar</li> <li>✓ <b>Multiflex Tinnitus</b> Sorgt für Entspannung bei lästigen Ohrgeräuschen</li> <li>✓ <b>Sprachansagen</b> Deutliche Ansage von Hörprogrammen und Batteriewarnungen</li> <li>✓ <b>REM-Zielkurve</b> Sorgt in Verbindung mit der Messanlage für perfekte Anpassergebnisse</li> <li>✓ <b>E2E-Benutzersteller*</b> Überträgt automatisch Einstellungsänderungen von links nach rechts und umgekehrt</li> <li>✓ <b>TeleHear*</b> Professionelles Optimieren der Einstellung von zu Hause aus</li> </ul> <p>*Nur funkfähige Varianten</p>	
		2000		Hellbraun	Hellbraun				
		1600		Transparent	Transparent				
		1200		Mittelbraun	Blau/Rot				
		1000		Dunkebraun	Schwarz				
		2400		Schwarz	Schwarz				
		2000		Schwarz	Schwarz				
		1600		Schwarz	Schwarz				