



Hear better. Live better.

Beratungsübersicht 2022

Durch integrierte Sensoren und künstliche Intelligenz bieten Evolv AI Hörsysteme besten Klang und werden zu perfekten Begleitern für Ihren Alltag!



		evolv ^{AI}					S
		2400	2000	1600	1200	1000	S2
Starkey Sound	Voice AI mit Deep Neural Network	Bestes Sprachverstehen beim Live-Mithören von iOS Smartphones	★★★★★				
	Edge Modus	Optimiert Sprachverstehen und Komfort auf Knopfdruck	★★★★★	★★★	★		
	Verstehen in lautem Störgeräusch	Sorgt für angenehmeres Verstehen in lauten Hörsituationen	★★★★★	★★★	★		
	Acuity Binaural Imaging	Schnellere und effektivere Wahl der richtigen Einstellung durch links/rechts Abstimmung	★★★★★	★★★	★		
	Automatisches Musikprogramm	Beste Klang beim Musikhören, im Chor oder der Konzertprobe	★★★★★	★★★	★		
	10 kHz Übertragung	HiFi-Klangerlebnis für beste Sprachklarheit und angenehme Höhen	★★★★★	★★★★	★		
	Immersion Directionality	Nachbilden der Ohrmuschel-Effekte für präzises Richtungshören	★★★★★	★★★★	★★★	★	
	Adaptive Direktionalität	Sprachfokus und komfortables Ausblenden verschiedener störender Nebengeräusche	★★★★★	★★★★	★★★	★	
	Automatische Richtwirkung	Autofokus auf Sprachsignale von vorn	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
	Impulsschallunterdrückung	Entschärfen von Geschirrgeklapper, Türknallen, Hundebellen etc.	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
	Windgeräuschunterdrückung	Entspanntes Unterhalten in Situationen mit viel Wind	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
	Sprache im Geräusch	Anheben von Sprache und weniger Anstrengung in lauten Situation	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
Hearing Reality	Automatik für beste Klangeinstellungen in jeder Situation	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	
Kanäle	Individuelle Feinjustierung des Hörbedarfs	24	20	16	12	10	12

AI Assistent	Sprachübersetzung	Übersetzungshilfe für 27 Sprachen direkt in die Hörsysteme	✓				
	Sprache-zu-Text	Wandelt Spracheingaben in Textform zum Weiterleiten an Mail- & Messengerdienste um	✓	✓			
	Thrive Assistent mit Sprachsteuerung	Lässt die Hörsysteme auf Sprachbefehle reagieren, wie z. B. lauter oder leiser	✓	✓	✓		
	Find my Phone	Hilft dabei, ein gekoppeltes Smartphone im Umkreis über die Hörsysteme zu finden	✓	✓	✓		
	Maskenmodus	Unterstützt das Verstehen von Personen mit Mund-Nasen-Schutz	✓	✓	✓	✓	
	Akustische Erinnerungsfunktion	Erinnert per Sprachsignal z. B. an Termine oder Medikamenteneinnahme	✓	✓	✓	✓	✓
	Auto On/Off	Hörsysteme sparen automatisch Strom, wenn sie längere Zeit nicht bewegt werden	✓	✓	✓	✓	✓
	Doppeltipp-Steuerung	Komfortable Art der Bedienung, auch bei eingeschränkter Motorik	✓	✓	✓	✓	✓
	Akku Option	Wiederaufladbare Lithium-Ionen Akku-Variante	✓	✓	✓	✓	✓
	Selbsttest	Eigenständige Überprüfung der Hörsystemfunktionalität	✓	✓	✓	✓	✓
	Thrive App	Komfortables Optimieren der Einstellungen per App, bietet besondere Funktionen	✓	✓	✓	✓	✓
	Streamingfähig	Telefonieren und Musikstreamen mit allen iOS- und vielen Android-Smartphones	✓	✓	✓	✓	✓
	Handsfree Telefonie	Echtes freihändiges Telefonieren [und Facetimen] mit allen iOS Smartphones & Tablets	✓	✓	✓	✓	✓

Healthable	Thrive Care App	Informationsaustausch mit Vertrauenspersonen	✓	✓	✓	✓	
	Mentale Fitness	Anzeige und Auswertung zum Erhalt der eigenen kognitiven Verarbeitung	✓	✓	✓	✓	
	Aktivitätstracker	Unterstützt das Bewegungsverhalten zum Erhalt der körperlichen Fitness	✓	✓	✓	✓	✓
	Sturzerkennung	Sicherheitsfunktion, um im Fall eines Sturzes Notfallkontakte zu benachrichtigen	✓	✓	✓	✓	✓



Hear better. Live better.

Beratungsübersicht 2022


Die Starkey Basics –
darauf kann ich mich
in jeder Technikstufe
verlassen.

Unsere Farbauswahl: So individuell wie Sie!



		evolv ^{AI}					
		2400	2000	1600	1200	1000	S2
Starkey Basics	Rückkopplungsunterdrückung	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Speech Shift	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★
	Multiflex Tinnitus	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★
	Sprachansagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	REM-Zielkurve	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	E2E-Benutzersteller	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zubehörkompatibilität	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TeleHear	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cros/BiCros*	✓	✓	✓	✓	✓	


*Cros/BiCros in den Bauformen RIC, RIC R und Hd0 13




thrive

- ★ Fernsteuern
- ★ Optimieren
- ★ Fitness
- ★ Termine
- ★ Selbsttest
- ★ Sprachsteuerung
- ★ Zubehör organisieren
- ★ Sturzalarm
- ★ Sprache-zu-Text

Kompatible Smartphones
finden Sie hier:





2,4 GHz Zubehör von Starkey: Die perfekte Ergänzung in jeder Situation



TV

Überträgt analoge und digitale Audiosignale, wie z. B. vom TV direkt in die Hörsysteme.



Remote

Ermöglicht unkompliziertes Wechseln der Hörprogramme, Justieren der Lautstärke und Steuerung von Zusatzprodukten wie z. B. 2,4 GHz TV.



Konferenz Mikrofon

Überträgt Gespräche in größeren Runden direkt in die Hörsysteme und verfügt über einen Audioanschluss, um z. B. an TV-Systeme angeschlossen zu werden.



Remote Microphone +

Besonders geeignet für besseres Hören in Umgebungen mit hoher Lautstärke. Inkl. Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung von Telefonaten.



Mini Mic

Externes Mikrofon, um Stimmen einzelner Personen direkt in die Hörsysteme zu übertragen. Kann auch neben dem TV-Lautsprecher platziert werden.



thriveCare

Dient dem Informationsaustausch zwischen Hörsystemträger*innen und deren Angehörigen oder anderen betreuenden Personen und sorgt so für ein beruhigendes Gefühl und noch mehr Sicherheit.*

*ab der Technikstufe 1200

