

Neuauftrag IdO

- Bestellformular Fax: 0 40 / 42 94 73 - 255
 - 24/7 – eStore: Einfach online bestellen unter www.starkeypro.de
- Starkeys Lieferzeit für maßgefertigte IdO-Systeme liegt bei 10 Werktagen.

Haupt-portfolio ab 01.04.2022



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kd.-Nr.

--	--	--	--	--

Datum

Ihre interne Auftrags-/Kommissionsnummer

Bei Rückfragen bitte anrufen:

Rückruf erwünscht

Informationen zum Auftrag:

Fr./Hr. (Kürzel)

Tel.-Nr.

Links

Neuversorgung

Rechts

Nachversorgung

Rechnungsanschrift (bitte immer angeben)

Lieferanschrift falls abweichend

Bemerkungen:

	1. Bauform	2. Technikstufe	3. Farbauswahl		4. Optionen
evolvi ^{AI}	wireless 2,4 GHz		3.1 Faceplate	3.2 Schalenfarbe	Richtmikrofon*
	ITC R	2400 1200	beige	beige	kein Bedienelement
	ITE R	2000 1000	hellbraun	hellbraun	Taster (nicht verfügbar für IIC)
		1600	mittelbraun	rot/blau	Digitales Drehpoti*
	non wireless		dunkelbraun	schwarz	Taster & Drehpoti*
	IIC*	2400 1200	schwarz*	transparent	T-Spule**
	CIC 10	2000 1000		Verglasung	
	CIC 312	1600		Antirutsch Beschichtung	
	* ab Technikstufe 1600		* IIC ausschließlich in schwarz/schwarz verfügbar		** nicht verfügbar für CIC & IIC ** nur für ITE R


Ich erlaube, dass Starkey ohne weitere Absprache die nächstgrößere Bauform wählen darf, sollte die von mir gewählte Bauform anatomisch nicht möglich sein. Hinweis: Aus anatomischen Gründen können ITC R / ITE R Hörsysteme größer ausfallen.

	1. Bauform	2. Technikstufe	3. Farbauswahl		4. Optionen
Muse iQ	wireless		3.1 Faceplate	3.2 Schalenfarbe	Richtmikrofon*
	CIC 10	2400	beige	beige	kein Bedienelement
	ITC 312	2000	hellbraun	hellbraun	Taster
		1600	mittelbraun	rot/blau	Digitales Drehpoti*
	non wireless		dunkelbraun	transparent	Taster & Drehpoti*
	CIC 10	1200	transparent*		T-Spule nicht verfügbar für CIC
	ITC 312*	bei 1000er Stufe*		Verglasung	
	* nur als Muse iQ 1000		* nur CIC non wireless		*nicht verfügbar für CIC
	* nur bis max 60dB Verstärkung				

5. Sonstiges

Zugfaden	Fingernägeleinschnitte	Abstützung (nicht verfügbar für ITC R / ITE R)	kurz	lang
----------	------------------------	--	------	------

6. Verstärkung




7. Venting

Rechts	Links
kein	
0,5 mm	
1 mm	
1,5 mm	
2 mm	
größtmöglich	
IROS	

8. Stepvent

Stepvent an Faceplate
Stepvent an Kanallende
9. Cerumenschutz
HearClear2
HF2/3
HF4

10. Länge des Zapfens



11. Hinweise

Jedem Neuauftrag der Muse iQ Wireless Im-Ohr Systeme liegt eine SurfLink Remote Advanced bei. Evolvi AI Rechargeable Im-Ohr Systeme werden mit einer kostenfreien Ladestation ausgeliefert.

Hinweis: Ohne Angabe entscheidet das Labor eigenständig über die Länge des Zapfens.