

# HALO 2 WIRELESS


# i1200/i1000 RIC 13 AP

RECEIVER-IN-CANAL ABSOLUTE POWER



**60 dB Hörer**      **70 dB Hörer**

## ANPASSBEREICH



Anpassbereich Halo 2 RIC 13 123/60 (grau) und Halo 2 RIC 13 130/70 (schwarz)

## TRULINK TECHNOLOGIE

Kompatibel mit: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad (4th generation), iPad mini with Retina display, iPad mini, iPad mini 3 and iPod touch (5th generation).

TruLink App



TruLink Programmier



## FARBAUSWAHL



### Messwerte

	ANSI/IEC 2cc Coupler	IEC OES Coupler	ANSI/IEC 2cc Coupler	IEC OES Coupler
Peak OSPL90 (dB SPL)	123	133	130	140
HFA OSPL90 (dB SPL)	117	N/A	124	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	130	N/A	139
Peak Gain (dB)	60	70	70	81
HFA Full-On Gain (dB)	54	N/A	65	N/A
RTF Full-On Gain (dB)	N/A	66	N/A	78
<b>Frequenzbereich (Hz)</b>	<100-7700	<100-7800	<100-7700	<100-7800
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Bezugsprüfverstärkung (dB)	40	55	47	64
Äquivalentes Eingangsrauschen(dB)	26	26	26	26

### Klirrfaktoren

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

### Telefonspuleneempfindlichkeit

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	100	N/A	107	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	95	N/A	107
ANSI/IEC Betriebsstrom (mA)	1.8*	1.8*	2.2*	2.2*
Ruhestrom (mA)	1.5*	1.5*	2.0*	2.0*

### Geschätzte Batteriebensdauer bei 16h Nutzung pro Tag

13 Zinc Air (Tage)*	8-12*	8-12*	5-9*	5-9*
---------------------	-------	-------	------	------


### Tinnitus Therapy Stimulus

Max RMS Output (dB SPL)	87	87	87	87
Gewichteter RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87	87	87
Max 1/3 Octave Output (dB SPL)	87	87	87	87


\*Die Werte variieren je nach Nutzungsdauer der Wireless Funktion

▶ **Matrizen** 123/60, 130/70

▶ **Batteriegröße** 13



Wiedergabekurven für OSPL90 (grau) und Full-On Gain (schwarz) für das Halo 2 RIC 13 mit AP Hörer 123/60.



Wiedergabekurven für OSPL90 (grau) und Full-On Gain (schwarz) für das Halo 2 RIC 13 mit AP Hörer 130/70.