


**50** dB Hörer

**60** dB Hörer


## ANPASSBEREICH



Anpassbereich Muse iQ RIC 312 mit Hörer 115/50 (grau) und Hörer 120/60 (schwarz)

## KOMPATIBEL MIT CROS/BICROS

## KOMPATIBEL MIT SURFLINK ZUBEHÖR



## FARBAUSWAHL



### Messwerte

	ANSI/IEC 2cm <sup>3</sup> Kuppler	IEC Ear-simulator	ANSI/IEC 2cm <sup>3</sup> Kuppler	IEC Ear-simulator
Peak OSPL90 (dB SPL)	115	127	120	131
HFA OSPL90 (dB SPL)	109	N/A	117	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	119	N/A	127
Peak Gain (dB)	50	63	60	71
HFA Full-On Gain (dB)	45	N/A	56	N/A
RTF Full-On Gain (dB)	N/A	55	N/A	65
<b>Frequenzbereich (Hz)</b>	<b>&lt;100-9600</b>	<b>&lt;100-9600</b>	<b>&lt;100-9200</b>	<b>&lt;100-9600</b>
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Bezugsprüfverstärkung (dB)	32	44	40	52
Äquivalentes Eingangsgrauschen(dB)	26	26	26	26

### Klirrfaktoren

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

### Telefonspulenempfindlichkeit

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	84	N/A	95	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	80	N/A	90
ANSI/IEC Betriebsstrom (mA)	1.7*	1.5*	1.9*	1.7*
Ruhestrom (mA)	1.4*	1.4*	1.5*	1.5*

### Geschätzte Batterielebensdauer bei 16h Nutzung pro Tag

312 Zinc Air (Tage)	6-8*	6-8*	5-7*	5-7*
---------------------	------	------	------	------


### Tinnitus Therapy Stimulus

Max RMS Output (dB SPL)	87	87	87	87
Gewichteter RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87	87	87
Max 1/3 Octave Output (dB SPL)	87	87	87	87


\*Abhängig von der Nutzung der Funkverbindung

▶ **Matrizen** 115/50, 120/60

▶ **Batteriegröße** 312



Wiedergabekurven für OSPL90 (grau) und Full-On Gain (schwarz) für die Geräte der Muse iQ RIC 312 mit Hörer 115/50.



Wiedergabekurven für OSPL90 (grau) und Full-On Gain (schwarz) für die Geräte Muse iQ RIC 312 mit Hörer 120/60.