



POWER PLUS Hd0 13

HINTER-DEM-OHR

Features:

- Telefonspule
- Wireless Anbindung
- Tinnitus Technologie

MUSE i1200 | i1000

Farbauswahl




SurfLink Accessories



Messwerte

| | Hörwinkel | | (Größe 3, verschlossen) Mikroschlauch | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| | ANSI/IEC 2cc Kuppler | IEC OES Kuppler | ANSI/IEC 2cc Kuppler | IEC OES Kuppler |
| Peak OSPL90 (dB SPL) | 140 | 142 | 132 | 136 |
| HFA OSPL90 (dB SPL) | 131 | N/A | 118 | N/A |
| RTF OSPL90 (dB SPL) | N/A | 136 | N/A | 125 |
| Peak Gain (dB) | 80 | 84 | 76 | 82 |
| HFA Full-On Gain (dB) | 72 | N/A | 59 | N/A |
| RTF Full-On Gain (dB) | N/A | 78 | N/A | 69 |

Anpassbereich



Muse Power Plus Hd0 13

| | Frequenzbereich (Hz) | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| | <100-5100 | <100-6400 | <100-5700 | <100-7000 |
| Bezugsprüffrequenz (kHz) | N/A | 1.6 | N/A | 1.6 |
| HFA Frequenzen (kHz) | 1.0,1.6,2.5 | N/A | 1.0,1.6,2.5 | N/A |
| Bezugsprüfverstärkung (dB) | 54 | 61 | 41 | 50 |
| Äquivalentes Eigenrauschen (dB) | 23 | 23 | 23 | 23 |

Klirrfaktoren

| | | | | |
|-------------|----|----|----|----|
| 500 Hz (%) | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 800 Hz (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
| 1600 Hz (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |

Telefonspulenempfindlichkeit

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL) | 112 | N/A | 99 | N/A |
| MASL (IEC) (dB SPL) | 98 | N/A | 87 | N/A |
| ANSI/IEC Betriebsstrom (mA) | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
| Ruhestrom (mA) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |


Geschätzte Batterielebensdauer bei 16h Nutzung pro Tag

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| 13 Zink-Luft (Tage) | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
|---------------------|------|------|------|------|


Tinnitus Therapie Stimulus

| | | | | |
|----------------------------------------|----|----|----|----|
| Max RMS Ausgang (dB SPL) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Gewichteter RMS Ausgangspegel (dB SPL) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Max 1/3 Octave Ausgang (dB SPL) | 87 | 87 | 87 | 87 |

▶ Matrix: 140/80 ▶ Batteriegröße: 13



Wiedergabekurven OSPL90 (grau) und Full-On Gain (schwarz) des Muse Power Plus Hd0 13 mit Hörwinkel.



Wiedergabekurven OSPL90 (grau) und Full-On Gain (schwarz) des Muse Power Plus Hd0 13 mit Mikroschlauch.