



Der neue Maskenmodus



Das Hörprogramm für die AHA-Formel

Abstand-Hygiene-Alltagsmaske - In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, Trägern von Hörsystemen dabei zu helfen, mit der Welt um sie herum verbunden zu bleiben und sich aufgrund von Social Distancing und dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz nicht ausgeschlossen zu fühlen.

Wir freuen uns, Ihnen den neuen **Maskenmodus** vorstellen zu dürfen. Das neue Hörprogramm unserer Thrive App ermöglicht noch mehr Hörkomfort und besseres Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen mit Maskenträgern. **Wie?** Es rechnet das durch Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verdeckte Sprachbild wieder heraus und der Sprecher wird gleichzeitig stärker fokussiert.

Der Maskenmodus ist für **Livio Edge AI** und **Livio AI** Hörsysteme durch ein einfacher Update der Thrive Hearing App verfügbar.

[So aktivieren Sie den Maskenmodus](#)



[Diese E-Mail im Browser anzeigen](#)

Copyright © 2020 Starkey. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS: Diese E-Mail enthält vertraulich und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.

[Adresse aus diesem Verteiler entfernen](#)