



# Starkey Hörnews März

## Gute Gründe für unseren Newsletter

Gerade in Zeiten von sozialer Distanz – aber auch weit darüber hinaus – ist es uns sehr wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.

Daher haben wir unsere Online-Kontaktfrequenz seit Beginn der Corona-Pandemie für Sie erhöht.

Klar – nicht jeder Newsletter wird für Sie gleich interessant sein – das kennen wir auch! Dennoch gibt es gute Gründe, unseren Newsletter weiterhin zu erhalten:

- Sie möchten keines unserer Events verpassen? Auch die Einladungen zu unseren Veranstaltungen verschicken wir über unseren Newsletter-Verteiler.
- Produktneuheiten interessieren Sie? Mit unserem Newsletter sind Sie immer bestens über alle Produktneuheiten informiert.
- Und auch über unsere aktuellen Werbemittel sind Sie mit dem Newsletter immer up to date.

Wir freuen uns, wenn Sie Teil unserer Starkey Newsletter-Familie bleiben und sagen DANKE!

## Frühling - das hört man doch gern! Gleich POS Material bestellen.

Der Frühling steht vor der Tür und wir freuen uns alle auf hellere und freundlichere Tage. Erwecken Sie mit unserem POS Material Frühlingsgefühle bei Ihren Kunden.



[Zu den Werbemitteln](#)



## Social Media Vorlagen

In unserem Media-Download Bereich auf [starkeypro.de](http://starkeypro.de) finden Sie passende Vorlagen für Ihre Social Media Kommunikation. Neben frühlingshaften Motiven haben wir auch eine Oster-Post-Vorlage für Sie erstellt.

[Zum Download](#)



## Firmware Update der Livio Hörsysteme

**Für eine stabilere Verbindung zu Samsung Smartphones**

Gern möchten wir Sie darüber informieren, dass unsere Livio Produkte seit Ende Februar mit einer neuen Firmware ausgesendet werden.

Wir haben das Rollout der neuen Firmware für Sie so einfach wie möglich gestaltet:

- Das Firmware Update (IdO, HdO R, mRIC 312: *Neue FW. 7.4.2.1* | RIC R, RIC 312, BTE 13: *Neue FW. 6.10.2.1*) ist für Ihre Kunden gedacht, welche sich eine verbesserte und stabilere Verbindung zu **Samsung Smartphones** wünschen.
- Bereits im Markt bestehende Starkey Hörsysteme benötigen ansonsten **kein** Firmware Update.
- Die Hörsystem Firmware ist bereits mit der neuesten Inspire-Software (ab 2020.1.10097 und ihrer Nachfolger Version 2020.1.11048.0) **kompatibel**, Sie benötigen **kein** Update der Anpasssoftware.
- Geräte mit der bisherigen Firmware können **binaural** mit Geräten mit neuer Firmware programmiert und angepasst werden.
- Die Firmwareversionen sind untereinander **kompatibel**.

### Hier noch ein paar ergänzende Tipps:

- Die Inspire-Software finden Sie stets im Downloadbereich auf: <https://www.starkeypro.de/inspire/download>
- Aktuelle Smartphone-Kompatibilitätsliste unter: [www.starkey.de/hoergeraete/apps/thrive-hearing-control/kompatibilitat](http://www.starkey.de/hoergeraete/apps/thrive-hearing-control/kompatibilitat)
- Wie immer ist unser Technischer & Audiologischer Support bei Fragen gerne für Sie da: **040 429473-370**

## einfach. effizient. Im-Ohr im eStore.

Kennen Sie schon die Vorteile der Bestellung von Im-Ohr Hörsystemen über unseren eStore?

- Rückfragen unsererseits entfallen durch die digitale Eingabe
- Schnellerer Versand an Sie durch kürzere Bearbeitungszeit
- Durch die Datenerfassung über den Strichcode werden Reklamationen vermieden



Sie haben einen Scanner, um die Abdrücke digital zu erfassen? Noch besser! **So verkürzen wir die Lieferzeit um weitere 3-4 Tage.**



## Edge Modus - Vorteile für Hörsystemträger bei der Verwendung von Mund-Nasen-Schutz

**White Paper**

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erschwert in Kombination mit der Abstandsregel insbesondere für schwerhörige Menschen die Kommunikation.

Der Edge Modus des Livio Edge AI analysiert und charakterisiert, mit Hilfe integrierter Technologie für maschinelles Lernen, die akustische Umgebung und reguliert bei Bedarf dynamisch die Verstärkung, das Feature-Management, die Mikrofontechnologie und weitere Funktionen. Er nutzt künstliche Intelligenz, um die Sprachverständlichkeit unmittelbar zu optimieren und die durch Gesichtsmasken, Sicherheitsabstand und Hintergrundgeräusche bedingten Kommunikationsschwierigkeiten auszugleichen.

[White Paper herunterladen](#)

Hear better. Live better.



[Diese E-Mail im Browser anzeigen](#)

Copyright © 2021 Starkey. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS: Diese E-Mail enthält vertraulich und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail

[Adresse aus diesem Verteiler entfernen](#)