

Starkey Hörnews April

Neues und Altbewährtes

Diesen Monat haben wir eine bunte Mischung an Themen aus dem Produktmanagement, Training und Marketing für Sie vorbereitet. Wir präsentieren Ihnen unseren neuesten Pflegeartikel, bieten unseren SHT Zubehör-Highlights eine Bühne und informieren Sie über etwas, das wir am liebsten mögen: Die Mitarbeiter unseres technischen Supports sind getreu unserem Motto "heute besser als gestern". Warum das so ist? Lesen Sie selbst.

Viel Spaß!
Ihr Starkey-Team

Perfekt gepflegt.

Wir alle wissen, wie wichtig die regelmäßige Pflege unserer Alltagsbegleiter Hörsysteme ist. Täglich am oder im Ohr, sind sie großen Herausforderungen ausgesetzt. Staub, Feuchtigkeit, Schweiß sowie Hautfette setzen ihnen zu.



Mit der neuen **Starkey Dry Cap UV 3** bieten wir Ihnen eines der besten Trockensysteme für Ihr Pflegeartikelsortiment. Die kleine Haube lässt sich perfekt und einfach über die Hörgeräte im Etui und auch über unsere beliebten Akku-Systeme in der Ladestation stülpen. Sie bietet auf Knopfdruck sanfte Trocknung und Reinigung. Die ideale Art seine Hörgeräte zu pflegen.

Ab jetzt im Starkey Sortiment – **Artikelnummer: 39039-000**

Infomaterial für Ihre Kunden

Der passenden Infoflyer für Ihre Kunden befindet sich aktuell in der Erstellung. Diesen können Sie voraussichtlich ab dem 20.04. unter der folgenden Artikelnummer bestellen:

EV Broschüre ST UV Trockenstation DIN lang
Artikelnummer: 86554-000



Starkey Konferenz Mikrophon – Wer sagt, das sei nur was für Meetings?

Unsere Livio AI Hörsysteme können viel. Sie sind da, um besser zu verstehen, die allgemeine Gesundheit zu stärken und ein persönlicher Assistent zu sein.

Doch sie können noch so viel mehr, wenn sie mit dem Starkey 2,4 GHz Konferenz Mikrophon zusammen arbeiten dürfen.

- Einfach Fernsehen und Audio Signale direkt übers Hörsystem hören
- Beim nächsten Familientreffen automatisch den interessanten Sprecher verstärken, ohne lästige Hintergrundgeräusche
- Oder sich das Gesagte entfernter Sprecher einfach in die Hörsysteme holen

Das technische Profil ist umwerfend

- 8 Richtmikrofone
- Beamforming Technologie
- 3 Mikrophonmodi: Automatik (folgt dem Hauptredner), manuelle Ausrichtung mit Fokus und Surround Sound
- 12 Stunden Streaming
- 15m Reichweite
- In 2 std. geladen
- Einfach im Setup und in der Anwendung

Das Beste: Es ist als TV Adapter, Remote Mikrophon oder Konferenz/Tischmikrophon einsetzbar

[Mehr erfahren](#)

Schauen Sie sich bei der Gelegenheit doch auch gleich nochmal das Profil unseres Remote Mic Plus an. Das kleine Anklipp-Mikrophon überbrückt nicht nur Distanzen zu anderen Gesprächspartnern.

- Es verbindet die Hörsysteme via Bluetooth mit dem Mobiltelefon, für leichtes Telefonieren
- Es überträgt Musik von Audioanlagen via Bluetooth oder Kabel
- Es überträgt den Fernsehton
- Es bietet Übertragung durch eine Ringschleife und ein FM-System

[Starkey 2,4 GHz Zubehör komplettiert ihre Hörsystemversorgung.](#)

Frühling für Ihr Schaufenster! Werbematerial schon bestellt?

Mit unseren Werbemitteln holen Sie sich Frühlingsgefühle in Ihr Schaufenster.



[Zu den Werbemitteln](#)




Neben Postern und einem Stoffbanner halten wir auch Social Media Vorlagen für Sie bereit. Diese finden Sie auf starkeypro.de.

[Zum Download](#)

Übrigens: [starkey.de](#) hat ein neues Gewand

Seit kurzem erstrahlt unsere Endkunden-Website in neuem Glanz. Mit dem Relaunch hat die Seite einen frischen Look erhalten und informiert Ihre Kunden bestens über unsere Produkte. Besuchen Sie unsere [Website](#) doch mal und schauen sie sich an!



Sie haben Herausforderungen mit Noah?

Unser technischer Support ist für Sie da!

Heute besser als gestern, morgen besser als heute! Ab sofort sind alle Mitarbeiter des Starkey Tech-Support zertifizierte **HIMSA Products Support Engineers** und können Ihnen somit einen noch umfangreicheren Service bieten. Sie haben Herausforderungen mit Noah? Dann rufen Sie gern unseren Tech-Support unter **040 – 429473370** an.

Wir gratulieren Christian Kornel, Philipp Berendes und Simon Kahl und freuen uns, Sie bei Ihren Fragen zukünftig noch besser betreuen zu können.

Das wird Ihre Kunden begeistern!

Die Auto On/Off Funktion



Heute starten wir mit einer neuen Themen-Reihe in unserem Newsletter. Jeden Monat stellen wir Ihnen eine Funktion unserer Livio AI Hörsysteme vor, die nicht nur unser Produktmanagement, sondern ganz sicher auch Ihre Kunden begeistert.

Den Anfang macht unser automatischer Energiesparmodus.

Wer kennt es nicht. In der Hektik, oder wenn man nur kurz entspannen möchte, kann es schon mal passieren, dass man vergisst, die Hörsysteme auszuschalten. Zudem ist das Bedienen der Tasten für einige Menschen zu filigran. Abhilfe schafft hier die automatische On/Off Funktion. Diese praktische Funktion wird durch die innovativen Bewegungssensoren in den Livio AI Hörsystemen ermöglicht. Die Sensoren erkennen automatisch, wenn die Hörsysteme 15 Minuten lang nicht bewegt werden und schalten sich automatisch in einen Energiesparmodus.

Möchte Ihr Kunde die Hörsysteme wieder einsetzen, schalten sie sich automatisch wieder ein.

Lassen Sie Ihre Kunden von unserem [Komfortsieger im Einstiegssegment](#) profitieren, denn: Diese praktische Funktion ist sogar [schon ab den Livio AI 1000](#) Hörsystemen verfügbar.

Thrive App Update

Wir sind bestrebt, unsere App für Ihre Kunden kontinuierlich zu verbessern. Nach einem Update ist die neue Version 3.1.3 der Thrive App seit Kurzem im App Store und bei Google Play verfügbar. Es wurden diverse Leistungsupdates durchgeführt, die ein optimiertes Nutzererlebnis bei der Anwendung bieten.

Hear better. Live better.



[Diese E-Mail im Browser anzeigen](#)

Copyright © 2021 Starkey. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS: Diese E-Mail enthält vertraulich und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail

[Adresse aus diesem Verteiler entfernen](#)